


PROCÉDURE D'ENTRETIEN DES MASQUES EN TISSU LAVABLES




Le masque doit être nettoyé avant utilisation.



1. Mettre le masque usagé à la machine, avec une lessive classique, sans adoucissant. Le masque peut être lavé avec les autres vêtements du foyer. Il est possible d'ajouter du désinfectant linge (ex : Sanytol linge)



2. Laver à 60°C pendant au moins 30 minutes **ou** laver à 40 °C pendant au moins 45 minutes **ou** laver à 30 °C pendant au moins 1 heure.



3. Sécher le masque dans les 2 heures qui suivent à l'aide d'un sèche-cheveux. **NE PAS METTRE AU SÈCHE-LINGE.**



4. Inspecter le masque avant de le porter (les lavages successifs peuvent l'user, notamment au niveau des coutures).
SI LE MASQUE EST ABIMÉ, JETEZ-LE.

À NE PAS FAIRE



- **Ne pas faire bouillir son masque** pour le nettoyer, cela risquerait d'abimer le tissu.
- **Ne pas congeler le masque**, cela ne suffit pas à détruire l'agent viral.
- Un repassage unique ou un passage au sèche-cheveux **ne remplace pas un lavage.**